



**ASPIRATORE PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL ASPIRATOR**

GUARANTEED  
**3**  
YEARS

**CE0434**  
(dir. 93/42/EEC)

PCS. **2**  
MASTER CARTON



VASO DA 1000cc - 1000cc JAR



SACCA MONOUSO DA 1000cc  
DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc



CANNULA STERILE MONOUSO  
DISPOSABLE STERILE CANNULA



FILTRO - FILTER



TUBO DI COLLEGAMENTO IN SILICONE  
DIVERSE MISURE  
CONNECTING SILICONE TUBE,  
DIFFERENT MEASURES



REGOLATORE DI FLUSSO  
MANUALE STERILE  
MONOUSO  
DISPOSABLE STERILE MA-  
NUAL FLOW REGULATOR

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- VASO DI RACCOLTA DA 1000cc IN POLICARBONATO, AUTOCLAVABILE, con valvola di troppo pieno
- SACCA MONOUSO DA 1000cc
- FILTRO ANTIBATTERICO 99% IDROFOBICO + 1 RICAMBIO
- CANNULA STERILE MONOUSO
- REGOLATORE DI FLUSSO MANUALE, STERILE, MONOUSO
- SET TUBI IN SILICONE ATOSSICO STERILIZZABILE
- CAVO DI ALIMENTAZIONE

**EQUIPPED WITH FOLLOWING ACCESSORIES**

- AUTOCLAVABLE POLYCARBONATE JAR 1000cc with safety valve (overflow protection)
- DISPOSABLE SUCTION LINER 1000cc
- 99% ANTIBACTERIAL HYDROPHOBIC FILTER + 1 SPARE
- STERILE, DISPOSABLE CANNULA
- STERILE, DISPOSABLE, MANUAL FLOW REGULATOR
- SET OF ATOXIC STERILIZABLE SILICONE TUBES
- POWER CORD

**DATI TECNICI  
VERSIONE POMPA SINGOLA**

BASSO FLUSSO .....	Alto vuoto
PORTATA D'ARIA .....	15 lt/min
LIVELLO VUOTO REGOLABILE .....	0 ÷ - 0,85 bar (0 ÷ - 85 kPa) reg.
CICLO DI UTILIZZO .....	Continuo
RUMOROSITÀ (a 1 mt) .....	55 dBA
PESO .....	2,5 kg

**TECHNICAL DATA  
SINGLE PUMP VERSION**

LOW FLOW .....	High Vacuum
AIR FLOW .....	15 lt/min
ADJUSTABLE VACUUM LEVEL .....	0 ÷ - 0.85 bar (0 ÷ - 85 kPa) adjus.
OPERATING CYCLE .....	CONTINUOUS
NOISE LEVEL (at 1 mt) .....	55 dBA
WEIGHT .....	2,5 kg

**DATI TECNICI  
VERSIONE DOPPIA POMPA**

ALTO FLUSSO .....	Alto vuoto
PORTATA D'ARIA .....	22 lt/min
LIVELLO VUOTO REGOLABILE .....	0 ÷ - 0,85 bar (0 ÷ - 85 kPa) reg.
CICLO DI UTILIZZO .....	Continuo
RUMOROSITÀ (a 1 mt) .....	55 dBA
PESO .....	3,2 kg

**TECHNICAL DATA  
DOUBLE PUMP VERSION**

HIGH FLOW .....	High Vacuum
AIR FLOW .....	22 lt/min
ADJUSTABLE VACUUM LEVEL .....	0 ÷ - 0.85 bar (0 ÷ - 85 kPa) adjus.
OPERATING CYCLE .....	CONTINUOUS
NOISE LEVEL (at 1 mt) .....	55 dBA
WEIGHT .....	3,2 kg

